

Skin care for life inside and out	Soins de la peau pour l'intérieur et l'extérieur
How to use the bt-micro®	Comment utiliser le bt-micro®
Unpacking your bt-micro®	Déballez le bt-micro®
Plugging in your bt-micro®	Branchez le bt-micro®
Charging your bt-micro®	Rechargez le bt-micro®
If POWER button is red, continue charging until POWER button turns green	Si le bouton MARCHE/ARRÊT est rouge, continuez le rechargement jusqu'à ce qu'il devienne vert
Remove the cap	Enlevez le couvercle
How to use the bt-micro®	Comment utiliser le bt-micro®
CLEANSE the face	NETTOYEZ le visage
Apply a TONER or EXFOLIANT	Appliquez une LOTION TONIQUE ou un EXFOLIANT
Press the Power button	Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT
MODE EXFOL	MODE EXFOL (exfoliation)
Press the button EXFOL twice	Appuyez deux fois sur le bouton EXFOL
Use upward movements	Faites des mouvements vers le haut
EXFOL the entire face and neck	Effectuez l'exfoliation sur l'ensemble du visage et du cou
Apply SERUM	Appliquez le SÉRUM
MODE SERUM	MODE SERUM (sérum)
Press the button SERUM twice	Appuyez deux fois sur le bouton SERUM
One hand or finger remains a minimum of 2 inches from end of probe	Gardez la main ou un doigt à 2 pouces au minimum de l'extrémité de l'instrument
Apply CREAM	Appliquez la CRÈME
MODE CREAM	MODE CREAM (crème)
Press CREAM button twice	Appuyez deux fois sur le bouton CREAM
One hand or finger remains a minimum of 2 inches from end of probe	Gardez la main ou un doigt à 2 pouces au minimum de l'extrémité de l'instrument
Use upward movements	Faites des mouvements vers le haut
Optional CLEAR mode	Mode CLEAR (purification) facultatif
Apply a DESINCRUSTATION product	Appliquez un produit de DÉSINCRUSTATION
Press the CLEAR mode button twice	Appuyez deux fois sur le bouton CLEAR
One hand or finger remains a minimum of 2 inches from end of probe	Gardez la main ou un doigt à 2 pouces au minimum de l'extrémité de l'instrument
MODE EXFOL	MODE EXFOL (exfoliation)
Press the button EXFOL twice	Appuyez deux fois sur le bouton EXFOL
Remove congestion	Éliminez la congestion
Cleaning the bt-micro®	Nettoyez le bt-micro®