

Ingrédients de la sonde et chronologie	30 Avril, 2018	2 Mai, 2018	7 Mai, 2018	4 Juin, 2018
Bain-marie	144 F	144 F	65 C	
Cerf au réfrigérateur	36 F	34 F	2C	
Cerf après préparation	38 F	38 F	4 C	
Température de départ du bain-marie	144 F	144 F	65 C	
15 Minutes	77 F	83 F	29 C	
30 Minutes	101 F	101 F	39 C	
45 Minutes	119 F	123 F	50 C	
60 Minutes	137 F	139 F	60 C	
Tenu à la 75e minute	143 F	143 F	63 C	
Tenu à la 90e minute	144 F	144 F	63 C	
Température de repos	143 F	143 F	63 C	
Température de service	143 F	143 F	63 C	

**LISTE D'ÉQUIPEMENTS**

- Circulateur: ANOVA
- Réfrigérateur: TRUE
- Thermomètre: Dual-input Data logging Thermocouple Thermometer
- Emballeur sous-vide: Food - Saver